



müller-
omicron
DENTAL

PRÄZISIONSSILIKONE

MADE IN LINDLAR, GERMANY

ÜBER

60

JAHRE

IHR EXPERTE FÜR

- ▶ Zahntechnische Silikone
- ▶ Lichthärtende Kunststoffe
- ▶ Desinfektion
- ▶ Abformung

IDS
2023

HALLE 4.2
GANG
H 90-I 91

QUALITÄT
ERLEBEN!

Auf unserem
IDS-Messestand.

www.mueller-omicron.de

DAS

IDS

MEGA-ANGEBOT

kristall PERFECT LAB
Kristallklar für beste Sicht und höchste Lichtdurchlässigkeit

Erstellen Sie jetzt einfach und schnell glasklare und detailgetreue Silikonschlüssel von Ihren Wachmodellationen für eine sichere Aushärtung von lichthärtenden Materialien. Überzeugen Sie sich selbst!

JETZT RISIKOLOS TESTEN!*

Shore A70

IDS Aktionspaket inkl. 100 % Geldzurück-Garantie*
2+1 GRATIS
Preis/Pckg. in der Aktion
31,00 €
2 Pckg. à 46,50 € kaufen + 1 Pckg. gratis
Aktionscode: A82566
* Bei Nichtgefallen senden Sie die Pckg. an uns zurück, die angebrochene Kartusche dürfen Sie behalten. Sie bekommen den vollen Kaufpreis erstattet.



müller-
omicron
DENTAL

PRÄZISIONSSILIKONE

MADE IN LINDLAR, GERMANY

MEGA SCANBAR u. FRÄSBAR



gingiva MASK

Zahnfleischmaske mit gewünschter niedriger Shore Härte A35 für die K+B Technik.



gingiva MASK 3D

Scanbare Zahnfleischmaske mit geforderter hoher Endhärte Shore A70-75 für die Implantatprothetik.



Modelliergel

Lichthärtender Modellierkunststoff in gelartiger Konsistenz, für eine leichte und präzise Applikation



LC-model gel

- ☺ rückstandslose Verbrennung
- ☺ hohe mechanische Festigkeit
- ☺ vielfältig einsetzbar (Modellieren (K+B), Verblockungen, Fixierungen)
- ☺ Farbe: Transparent rot

IDS Aktionspaket

**2+1
GRATIS**

Preis/Pckg.
in der Aktion

27,10 €

2 Pckg. à 40,65 € kaufen
+ 1 Pckg. gratis

Aktionscode: A32500

Jetzt mit neuer
Mischtechnologie

28%

Materialersparnis
(pro Tip)



IDS Aktionspaket

**2+1
GRATIS**

Preis/Pckg.
in der Aktion

35,00 €

2 Pckg. à 52,50 € kaufen
+ 1 Pckg. gratis

Aktionscode: A32535

**scanbar
+
fräsbar**

JETZT ZUM
IDS Aktionspreis

SIE SPAREN

25 %
statt 59,00 €
jetzt nur

44,25 €

Aktionscode: 0000LC303



müller-
omicron
DENTAL

PRÄZISIONSSILIKONE

MADE IN LINDLAR, GERMANY

MEGA PRÄZISE!

gammasil® PERFECT TEC *touch*

A-Silikon, dauerhaft dimensionsstabil, sehr hohe Präzision, hervorragendes Rückstellvermögen. Dank der speziellen softigen Konsistenz zur **Schutzisolierung von Zähnen** bestens geeignet und aufgrund der hohen Endhärte auch als **Silikonschlüssel** ideal einsetzbar. Gesamtabbindezeit: 6-7 Min. / Farbe: violett-blau

Shore A82



IDS Aktionspaket
**2+1
GRATIS**

Preis/2x 5 kg
in der Aktion

165,00 €

2x 5 kg à 247,50 € kaufen
+ 2x 5 kg gratis

Aktionscode: A81080


IDS Aktionspaket
**2+1
GRATIS**

Preis/2x 1,5 kg
in der Aktion

56,33 €

2x 1,5 kg à 84,50 € kaufen
+ 2x 1,5 kg gratis

Aktionscode: A80380



alphasil® PERFECT TEC A85 / A95

Der Klassiker und die preiswerte Alternative zur Erstellung von Silikonschlüsseln, Vorwällen und Fixationen; Knetsilikon auf C-Silikonbasis in den Endhärten Shore A85 und A95 erhältlich. Gesamtabbindezeit: 6-7 Min. / Farbe: hellblau (A85) bzw. violett-rot (A95)



Aktionscode: A471025T

Aktionscode: A471064

3x Activator
GRATIS

Sie sparen 48,00 €
Preis/Aktionspaket

85,50 €

1x 10 kg Eimer kaufen +
3 Tuben Activator gratis





müller-
omicron
DENTAL

DENTALPRODUKTE

MADE IN GERMANY

MEGA EASY – MEGA SCHNELL – MEGA SICHER

Dentoprint® MD liquid

Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel
für alle Abformmaterialien.

- keine dimensions-
verändernde Wirkung
- bakterizid inkl. MRSA,
levurozid: 1 Min.; begrenzt
viruzid inkl. SARS-CoV-2:
5 Min.
- Tuberkulozid



**IDS Aktionspaket
2+1
GRATIS**

Preis/5 L Kanister
in der Aktion

30,00 €

2 Kanister à 45,00 € kaufen
+ 1 Kanister gratis
Aktionscode: A74005

**ALLE IDS ANGEBOTE
ERHÄLTICH BIS 30.06.2023**

MEGA EASY BESTELLT!

DIREKT PER FAX 02266 474223 ODER PER TEL. 02266 4742-15 o. 30

Aktions- code	Inhalt	Bestell- menge	Aktions- preis*	Gesamt- preis
A82566	kristall PERFECT LAB, 2x 50 ml + 12 MT: IDS-Aktionspaket 2+1 gratis: (2x 46,50 € + 1 Pckg. gratis)		93,00	
A32500	gingiva MASK, 2x 50 ml + 12 MT: IDS-Aktionspaket 2 + 1-gratis: (2x 40,65 € + 1 Pckg. gratis)		81,30	
A32535	gingiva MASK 3D, 2x 50 ml + 12 MT: IDS-Aktionspaket 2 + 1-gratis: (2x 52,50 € + 1 Pckg. gratis)		105,00	
0000LC303	LC-model gel, 3x3 g Spritzen + 9 Applikationstips: IDS-Aktionspreis: 25 % Sparvorteil		44,25	
A471025T	alphasil PERFECT TEC A85, 1x 10 kg Eimer: IDS-Aktionspaket: plus 3x 60 ml Tuben alphasil Activator TEC gratis		85,50	
A471064	alphasil PERFECT TEC A95, 1x 10 kg Eimer: IDS-Aktionspaket: plus 3x 60 ml Tuben alphasil Activator TEC gratis		85,50	
A80380	gammasil PERFECT TEC touch, 2x 1,5 kg Dose: IDS-Aktionspaket 2 + 1 gratis: (2x 84,50 € + 1 Pckg gratis)		169,00	
A81080	gammasil PERFECT TEC touch, 2x 5 kg Eimer: IDS-Aktionspaket: 2 + 1 gratis: (2x 247,50 € + 1 Pckg gratis)		495,00	
A74005	Dentoprint MD liquid, 5 L Kanister: IDS-Aktionspaket 2 + 1-gratis: (2x 45,00 € + 1 Kanister gratis)		90,00	
Der neue Katalog 2023/24 ist da!			00,00	
			Summe	

Absender/Besteller

Laborstempel oder bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Bitte unbedingt angeben!

Verrechnung über mein Dental Depot (Name/Ort)



Müller-Omicron GmbH & Co. KG Schlosserstraße 1 · D-51789 Lindlar

Tel. 02266 47420 · Fax 02266 474223 · info@mueller-omicron.de · www.mueller-omicron.de

* Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, ab Lager Lindlar. Verrechnung über Ihr Dental-Depot. Ansonsten gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Müller-Omicron GmbH & Co. KG. Angebote gültig vom 01.03.2023 bis 30.06.2023 oder solange der Vorrat reicht.