



**müller-
omicron**
DENTAL

DENTALPRODUKTE

MADE IN GERMANY

ÜBER

60

JAHRE

IHR EXPERTE FÜR

- ▶ Abformung
- ▶ Desinfektion
- ▶ Zahntechnische Silikone
- ▶ Lichthärtende Kunststoffe

**JETZT
RISIKOLOS
TESTEN!***

* Bei Nichtgefallen senden Sie die Pckg. an uns zurück, die angebrochene Kartusche dürfen Sie behalten. Sie bekommen den vollen Kaufpreis erstattet.

www.mueller-omicron.de

SCHNELLER – BESSER – FRISCHER

topas PERFECT A 85 *fast set*

die neue *fast set*-Variante des Bissrestriermaterials topas PERFECT A 85 bietet stressfreie 30 Sek. Applikationszeit und eine kurze, patientenfreundliche Mundverweildauer von nur 30 Sek. Das Material besticht durch eine optimierte Thixotropie und verbesserte Konsistenz, die einen geringeren Kauwiderstand bietet. Der neue frische Himbeergeschmack rundet das Produkt ab und macht die Bißnahme zu einem Positiverlebnis für Ihre Patienten. Überzeugen Sie sich selbst! Jetzt zur Markteinführung risikolos testen!

Shore A85



NEU!

8x

Aktionspaket inkl.
100 % Geldzurück-Garantie*

**2+1
GRATIS**

Preis/Pckg. in der Aktion

30,33 €

2 Pckg. à 45,50 € kaufen + 1 Pckg. gratis
Aktionscode: A82517



müller-
omicron
DENTAL

DENTALPRODUKTE

MADE IN GERMANY

MEGA SCHNELL – MEGA SICHER

Dentalrapid® SD wipes **L**

alkoholische Desinfektionstücher

30 x 20 cm
50 g/m²



Begrenzt
viruzid PLUS

DUAL USE

Bestätigte
4-Felder-Test
Sicherheit

Dentoprint® MD liquid

Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel
für alle Abformmaterialien.



- 😊 keine dimensionsverändernde Wirkung
- 😊 begrenzt viruzid inkl. SARS-CoV-2
- 😊 Tuberkulozid



Wirkungsspektrum + Einwirkzeiten:

Produkt	Bakterizid inkl. MRSA, Levurozid	Tuberkulozid (M.terrae)	begrenzt viruzid	begrenzt viruzid Plus
Dentalrapid® SD wipes L	2 Min.	1 Min.	–	1 Min.
Dentoprint® MD liquid	1 Min.	15 Min.	5 Min.	–

Aktionspaket

**8+2
GRATIS**

Preis/Pckg. à 80 Tücher
in der Aktion

11,36 €

8 Pckg. à 14,20 € kaufen
+ 2 Pckg. gratis

Aktionscode: A71510080

Aktionspaket

**2+1
GRATIS**

Preis/5-L-Kanister
in der Aktion

30,00 €

2x Kanister à 45,00 € kaufen
+ 1x Kanister gratis

Aktionscode: A74005

MEGA PRÄZISE

betasil® VARIO INTRO-KIT PUTTY SOFT

Das betasil® VARIO Abformsystem bietet alle Eigenschaften, die Sie von einem A-Silikon erwarten dürfen: Hohe Präzision, starke Reißfestigkeit, große Elastizität, Hydrophilie, große Materialvielfalt, einfaches Handling, vielseitiger Einsatz und Flexibilität. Darüber hinaus bietet eine variable Verarbeitungszeit von 2:00 Min. eine hohe Bandbreite in der Anwendung und die immer gleichbleibend kurze Mundverweildauer von nur 2 Min. eine Entlastung des Patienten.



Shore A60

12x 12x

Sonderedition

**30 %
Aktionsrabatt**

statt 98,90 €
jetzt zum Sonderpreis

69,00 €

Aktionscode: 000088691





**müller-
omicron**
DENTAL

PRÄZISIONSSILIKONE

MADE IN GERMANY

kristall PERFECT A 50/A 70

Brilliert durch Top-Transparenz

Mit innovativer Forschung und Entwicklung ist es gelungen, die Transparenz des Materials entscheidend zu verbessern. Die höhere Transparenz sorgt für perfekte Sichtbarkeit bei Registrierungen jeglicher Art und eine sichere Polymerisation von lichterhärtenden Materialien, wie z. B. Komposite, Kleber etc.

Gesamtabbindezeit: 90 Sek.



12x



Aktionspaket
**2+1
GRATIS**

Preis/Pckg.
in der Aktion

31,00 €

2 Pckg. à 46,50 € kaufen
+ 1 Pckg. gratis

Aktionscode: A82506

MEGA KLAR!



Aktionspaket
**2+1
GRATIS**

Preis/Pckg.
in der Aktion

31,00 €

2 Pckg. à 46,50 € kaufen
+ 1 Pckg. gratis

Aktionscode: A82576



12x

topas PERFECT A85

Bissregistriermaterial für Bissregistratur und Fixierungen mit optimaler Shore Härte A85
Verarbeitungszeit: 30 Sek.
Mundverweildauer: 60 Sek.



12x

**ausgewogene Härte
mit Restelastizität**


**2+1
GRATIS**

Preis/Pckg.
in der Aktion

30,33 €

2 Pckg. à 45,50 € kaufen
+ 1 Pckg. gratis

Aktionscode: A82507





müller-
omicron
DENTAL

DENTALPRODUKTE

MADE IN GERMANY

DAS MEGA-ANGEBOT

Dentalrapid® SD liquid

Alkoholische Flächenschnelldesinfektion, bakterizid inkl. MRSA, Levurozid, Tuberkulozid, begrenzt Viruzid Plus: 1 Min.; geeignet für Flächen von Medizinprodukten und als Biozid für Flächen jeglicher Art.

2+2
GRATIS

MEGA-Aktionspreis

2+2
GRATIS

Preis/5-L-Kanister
in der Aktion

22,75 €

2 Kanister à 45,50 € kaufen
+ 2 Kanister gratis
Aktionscode: s. Bestelltabelle

DUAL USE

Begrenzt
viruzid PLUS



MEGA EASY BESTELLT!

DIREKT PER FAX 02266 474223 ODER PER TEL. 02266 4742-15 o. 30

Aktions-code	Inhalt	Bestell-menge	Aktions-preis*	Gesamt-preis
A82517	topas PERFECT A85 fast set, 2x 50 ml + 8 MT: Aktionspaket 2 + 1 Gratis: (2x 45,50 € + 1 Pckg. gratis)		91,00	
A82576	kristall PERFECT A70, 2x 50 ml + 12 MT: Aktionspaket 2 + 1 Gratis: (2x 46,50 € + 1 Pckg. gratis)		93,00	
A82506	kristall PERFECT A50, 2x 50 ml + 12 MT: Aktionspaket 2 + 1 Gratis: (2x 46,50 € + 1 Pckg. gratis)		93,00	
A82507	topas PERFECT A85, 2x 50 ml + 12 MT: Aktionspaket 2 + 1 Gratis: (2x 45,50 € + 1 Pckg. gratis)		91,00	
A71510080	Dentalrapid SD wipes L: 1 Flowpack mit 80 Tücher: Aktionspaket 8 + 2 Gratis: (8x 14,20 € + 2 Pckg. gratis)		113,60	
A74005	Dentoprint MD liquid, 5 L: 2+1 Gratisangebot (2x 45,00 € + 1x 5L gratis)		90,00	
000088691	betasil VARIO Intro-Kit PUTTY SOFT: Sonderedition: 2x 300 ml PUTTY SOFT + 2x 50 ml light body + 12 MT + 12 IOT		69,00	
A7100/2+2	Dentalrapid SD liquid, neutral: 5 L: 2+2 Gratisangebot (2x 45,50 € + 2x 5 L gratis)		91,00	
A7101/2+2	Dentalrapid SD liquid, lemon: 5 L: 2+2 Gratisangebot (2x 45,50 € + 2x 5 L gratis)		91,00	
A7102/2+2	Dentalrapid SD liquid, fruit: 5 L: 2+2 Gratisangebot (2x 45,50 € + 2x 5 L gratis)		91,00	
A7103/2+2	Dentalrapid SD liquid, flower: 5 L: 2+2 Gratisangebot (2x 45,50 € + 2x 5 L gratis)		91,00	
Der neue Produktkatalog 2023/24 ist da!			0,00	0,00
Summe				

Absender/Besteller

Praxisstempel oder bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Bitte unbedingt angeben!

Verrechnung über mein Dental Depot (Name/Ort)



Müller-Omicron GmbH & Co. KG Schlosserstraße 1 · D-51789 Lindlar

Tel. 02266 47420 · Fax 02266 474223 · info@mueller-omicron.de · www.mueller-omicron.de

* Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, ab Lager Lindlar. Verrechnung über Ihr Dental-Depot. Ansonsten gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Müller-Omicron GmbH & Co. KG. Angebote gültig vom 01.09.2023 bis 30.11.2023 oder solange der Vorrat reicht.