



müller-omicron
DENTAL

PRÄZISIONSSILIKONE

MADE IN LINDLAR, GERMANY

ÜBER **60** JAHRE

IHR EXPERTE FÜR

- ▶ Zahntechnische Silikone
- ▶ Lichthärtende Kunststoffe
- ▶ Desinfektion
- ▶ Abformung

**JETZT
RISIKOLOS
TESTEN!***

* Bei Nichtgefallen senden Sie die Pckg. an uns zurück, die angebrochene Kartusche dürfen Sie behalten. Sie bekommen den vollen Kaufpreis erstattet.

www.mueller-omicron.de

KRISTALLKLARE AUSSICHTEN!



Shore A70

kristall PERFECT LAB

Sehr gut geeignet für die Injection-Mould-Technik. Erstellen Sie jetzt einfach und schnell glasklare und detailgetreue Silikonschlüssel von Ihren Wachsmodellationen für eine sichere Aushärtung von lichthärtenden Materialien.

Das transparenteste Silikon in seiner Härteklasse. Überzeugen Sie sich selbst!

Aktionspaket inkl.
100 % Geldzurück-Garantie*

**2+1
GRATIS**

Preis/Pckg. in der Aktion

31,00 €

2 Pckg. à 46,50 € kaufen + 1 Pckg. gratis
Aktionscode: A82566



**müller-
omicron**
DENTAL

PRÄZISIONSSILIKONE

MADE IN LINDLAR, GERMANY

MEGA SCANBAR – MEGA FRÄSBAR



gingiva MASK

Die weiche Variante mit einer Shore Härte von A35, ideal für K+B Technik. Verarbeitungszeit: 1 Min. 30 Sek. Gesamtabbindezeit: 7 Min.

extra soft

Aktionspaket
2+1
GRATIS

Preis/Pckg.
in der Aktion

27,10 €

2 Pckg. à 40,65 € kaufen
+ 1 Pckg. gratis
Aktionscode: A32500



gingiva MASK 3D

Scanbare Zahnfleischmaske ohne Zusatz von Puder oder Spray. Die höhere Endhärte von Shore A70-75 ermöglicht ein leichtes Beschneiden und Fräsen des Materials, was in der Implantat-Prothetik von vielen Zahntechnikern gewünscht wird. Verarbeitungszeit: 1 Min. 30 Sek. / Gesamtabbindezeit: 7 Min.

gingiva MASK / gingiva MASK 3D / kristall PERFECT LAB jetzt mit neuer Mischtechnologie

Die Umstellung auf die neuen kurzen NT-Mischer ist abgeschlossen. Mit der Verwendung dieser Tips leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Schonung der Umwelt. Der NT-Mischer verbraucht weniger Kunststoff (damit ressourcenschonend) und in der Anwendung verbleibt weniger ungenutztes Silikon (-28%) im Tip. Darüber hinaus sind die Mischergebnisse noch homogener dank der neu integrierten Mischtechnologie. Win-Win für alle!



scanbar
+
fräsbar

Aktionspaket
2+1
GRATIS

Preis/Pckg.
in der Aktion

35,00 €

2 Pckg. à 52,50 € kaufen
+ 1 Pckg. gratis
Aktionscode: A32535



müller-
omicron
DENTAL

PRÄZISIONSSILIKONE

MADE IN LINDLAR, GERMANY

PRÄZISION BIS INS KLEINSTE DETAIL!

gammasil® PERFECT TEC *touch*

A-Silikon, dauerhaft dimensionsstabil, sehr hohe Präzision, hervorragendes Rückstellvermögen. Dank der speziellen softigen Konsistenz zur **Schutzisolierung von Zähnen** bestens geeignet und aufgrund der hohen Endhärte auch als **Silikonschlüssel** ideal einsetzbar. Gesamtabbindezeit: 6-7 Min. / Farbe: violett-blau

Shore A82

Super softige
Konsistenz



Aktionspaket
**2+1
GRATIS**

Preis/2x 5 kg
in der Aktion

165,00 €

2x 5 kg à 247,50 € kaufen
+ 2x 5 kg gratis

Aktionscode: A81080

Aktionspaket
**2+1
GRATIS**

Preis/2x 1,5 kg
in der Aktion

56,33 €

2x 1,5 kg à 84,50 € kaufen
+ 2x 1,5 kg gratis

Aktionscode: A80380

gammasil® PERFECT TEC A85 / A95

Additionsvernetzendes Premium Laborknetsilikon für vielfältige Arbeiten bei denen höchste Präzision gefordert ist, mit den Shore-Härten A85 und A95. Verarbeitungszeit: 1 Min. 20 Sek., Gesamtabbindezeit: 6-7 Min.

Shore A95

Shore A85



Aktionspaket
**2+1
GRATIS**

Preis/Pckg.
in der Aktion

34,63 €

2x 2x 420 ml à 51,95 € kaufen
+ 2x 420 ml gratis

Aktionscode: siehe Bestelltabelle

Aktionspaket
**2+1
GRATIS**

Preis/2x 5 kg
in der Aktion

160,33 €

2x 2x 5 kg à 240,50 € kaufen
+ 2x 5 kg gratis

Aktionscode: siehe Bestelltabelle



müller-omicron
DENTAL

DENTALPRODUKTE

MADE IN GERMANY

SCHICK-EXKLUSIV!

Q3 PROFI – DAS BESTE FÜR IHR LABOR



Der Mikromotor der Extraklasse mit starken Vorteilen:

- 😊 Leistungsstarke Technik, selbst für schwere Schleif-, Trenn- und Fräsarbeiten geeignet
- 😊 Hohe Power: 9 Ncm / Drehzahl: 200 – 50.000 U/min. / 180 – 240 Watt
- 😊 Q Profi Handstück mit Soft-Grip-Oberfläche
- 😊 Rechts-/Linkslauf und Tempomat
- 😊 Schaltbare Drehzahlbegrenzung (Fuß)
- 😊 Knackig scharfes, helles OLED-Display (Knie u. Tisch)
- 😊 Optional: Powerstick zur Leistungssteigerung von Drehzahl und Drehmoment

Für noch mehr Power!

**Plus 2 Ncm = 11 Ncm
Plus 10.000U/min. =
60.000 U/min.**

295,00 €

Artikel-Nr.: S10745

**JETZT ZUM
SUPER-POWERPREIS!**

statt 1.989,00 €
**jetzt einmalig
und nur für kurze Zeit**

1.759,00 €

Artikel-Nr.: siehe Bestelltabelle

*Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, ab Lager Lindlar. Verrechnung über Ihr Dental-Depot. Ansonsten gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Müller-Omicron GmbH & Co. KG. Angebote gültig vom 01.09.2023 bis 30.11.2023 oder solange der Vorrat reicht.

ALLES BESTELLT!

DIREKT PER FAX 02266 474223 ODER PER TEL. 02266 4742-15 o. 30

Aktions-code	Inhalt	Bestell-menge	Aktions-preis*	Gesamt-preis
A82566	kristall PERFECT LAB, 2x 50 ml + 12 MT: Aktionspaket 2+1 gratis: (2x 46,50 €+ 1 Pckg. gratis)		93,00	
A32500	gingiva MASK, 2x 50 ml + 12 MT: Aktionspaket 2 + 1 gratis: (2x 40,65 €+ 1 Pckg. gratis)		81,30	
A32535	gingiva MASK 3D, 2x 50 ml + 12 MT: Aktionspaket 2 + 1 gratis: (2x 52,50 €+ 1 Pckg. gratis)		105,00	
A80380	gammasil PERFECT TEC touch, 2x 1,5 kg Dose: Aktionspaket 2 + 1 gratis: (2x 84,50 €+ 1 Pckg gratis)		169,00	
A81080	gammasil PERFECT TEC touch, 2x 5 kg Eimer: Aktionspaket: 2 + 1 gratis: (2x 247,50 €+ 1 Pckg gratis)		495,00	
A80009	gammasil PERFECT TEC A85, 2x 420 ml Dose: Aktionspaket 2 + 1 gratis: (2x 51,95 €+ 1 Pckg gratis)		103,90	
A81009	gammasil PERFECT TEC A85, 2x 5kg Eimer: Aktionspaket 2 + 1 gratis: (2x 240,50 €+ 1 Pckg gratis)		481,00	
A80049	gammasil PERFECT TEC A95, 2x 420 ml Dose: Aktionspaket 2 + 1 gratis: (2x 51,95 €+ 1 Pckg gratis)		103,90	
A81049	gammasil PERFECT TEC A95, 2x 5 kg Eimer: Aktionspaket 2 + 1 gratis: (2x 240,50 €+ 1 Pckg gratis)		481,00	
	Q3 Profi			
	<input type="checkbox"/> Fußversion (Art.-Nr.: S10778)	<input type="checkbox"/> Knieversion (Art.-Nr.: S10775)	1.759,00	
	<input type="checkbox"/> Tischversion (Art.-Nr.: S10783)			
	Power Stick (Art.-Nr.: S10745)		295,00	
	Der neue Katalog 2023/24 ist da!		00,00	
		Summe		

Absender/Besteller

Laborstempel oder bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Bitte unbedingt angeben!

Verrechnung über mein Dental Depot (Name/Ort)



Müller-Omicron GmbH & Co. KG Schlosserstraße 1 · D-51789 Lindlar

Tel. 02266 47420 · Fax 02266 474223 · info@mueller-omicron.de · www.mueller-omicron.de