

IDS Price-Lights 2025 – ZT

Kristall PERFECT LAB



Kristall PERFECT LAB ist das zur Zeit transparenteste A-Silikon mit einer Shore Härte von A70. Die aus diesem Material angefertigten Silikonschlüssel ermöglichen eine perfekte visuelle Kontrolle und sichere Lichtdurchlässigkeit. Der Fertigungsprozess von z.B. temporären Kronen und Brücken oder Veneers wird entscheidend erleichtert oder verkürzt, kristall PERFECT LAB eignet sich auch hervorragend für die Injection-Mould-Technik.

IDS-Aktionspaket
**3+1
Gratis**

Preis/Pckg. in der Aktion
35,55€

3 Pckg. à 47,40€ kaufen + 1 Pckg. gratis

gingiva Mask / gingiva Mask 3D

Die perfekte Lösung für die präzise Nachbildung von Zahnfleischmasken. Beide Produkte bieten hervorragende Passgenauigkeit und realistische Übergänge zwischen Zahn und Zahnfleisch, für eine natürliche Ästhetik. Die gingiva Mask 3D geht noch einen Schritt weiter und ermöglicht eine noch detailliertere und präzisere Nachbildung von Zahnfleisch, ideal für digitale Anwendungen und 3D-Verarbeitung.



IDS-Aktionspaket
**2+1
Gratis**

gingiva MASK

Preis/Pckg. in der Aktion
27,60€

2 Pckg. à 41,40€ kaufen + 1 Pckg. gratis

gingiva MASK 3D

Preis/Pckg. in der Aktion
35,67€

2 Pckg. à 53,50€ kaufen + 1 Pckg. gratis

gammasil PERFECT TEC touch



Die gammasil PERFECT TEC touch ist ein additionsvernetzendes Silikon mit äußerst hoher Präzision, sehr hohem Rückstellvermögen und dauerhafter Dimensionsstabilität, auch bei höheren Temperaturen, z. B. in kochendem Wasser. gammasil PERFECT TEC touch – der Allrounder – zeichnet sich zudem durch eine besonders softige Konsistenz bei gleichzeitig hoher Endhärte (Shore A82) aus.

IDS-Aktionspreis
30%
Sparvorteil

statt 252,20€
jetzt nur
176,50€

2 x 5Kg Eimer

LC-tray

Vorgefertigte lichthärtende Kunststoffplatten zur Herstellung individueller Abform- und Funktionslöffel sowie Biss- und Aufstellschablonen. Verwindungsstabil, geruchs- und geschmacksneutral, nicht klebend.

Farbauswahl: rosa, blau, natur.

IDS-Aktionspreis
25%
Sparvorteil

statt 59,50€
jetzt nur
44,60€

LC-tray box mit 50Stk.



LC-model gel



LC-model gel ist ein rückstandslos verbrennender, lichthärtender Modellierkunststoff auf Methacrylatbasis, in gelartiger Konsistenz und für vielfältige Indikationen in der Zahntechnik einsetzbar. LC-model gel zeichnet sich durch eine hohe Abformgenauigkeit, hohe mechanische Festigkeit und rückstandslose Verbrennung aus. Das Material kann bis zu 2–3 mm Schichtstärke problemlos polymerisiert werden. Für die Polymerisation ist jedes handelsübliche Lichthärtegerät (320 nm–500 nm) geeignet.

IDS-Aktionspreis
30%
Sparvorteil

statt 59,00€

jetzt nur

41,30€

3 x 3g Spritzen + 9 Applikationstips

Sämtliche o. g. Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ab Lager Lindlar.

Bestellungen können sowohl direkt über uns als auch über Ihr Dental-Depot aufgegeben werden. Die Verrechnung erfolgt über Ihr Dental-Depot.

Aktionsangebot 15.03.2025 – 15.06.2025 oder solange der Vorrat reicht.

Ansonsten gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Müller-Omicron GmbH & Co.KG.