

## Price-Lights Herbst 2025 – ZT

Alle Price Lights-Angebote können Sie bei Ihrem teilnehmenden Dentaldepot bestellen oder direkt bei uns unter der Tel.-Nr. 02266 474215.

Die Verrechnung erfolgt über Ihr bevorzugtes Dentaldepot.

### Kristall PERFECT LAB



Kristall PERFECT LAB ist das zurzeit transparenteste A-Silikon mit einer Shore Härte von A70 und eignet sich hervorragend für die Injektions-Technik. Die aus diesem Material angefertigten Silikonschlüssel ermöglichen eine perfekte visuelle Kontrolle und sichere Lichtdurchlässigkeit.

Der Fertigungsprozess von prov. Kronen + Brücken und Veneers wird entscheidend erleichtert und verkürzt.

Aktionspaket  
**3+1  
Gratis**

Preis/Pckg. in der Aktion  
**35,55€**

3 Pckg. à 47,40€ kaufen + 1 Pckg. gratis



## gingiva Mask / gingiva Mask 3D

Die perfekte Lösung für die präzise Nachbildung der vorhandenen Zahnfleischsituation. Beide Produkte bieten hervorragende Passgenauigkeit und realistische Übergänge zwischen Zahn und Zahnfleisch, für eine natürliche Ästhetik. gingiva Mask 3D ist zudem noch scanbar, ganz ohne Zusatz von Puder oder Spray. Dank der hohen Endhärte lässt sich das Material gut beschleifen.



### Aktionspaket gingiva Mask

2 x Pckg. gingiva Mask  
à 82,80€ kaufen  
+ 1x gingiva Mask SEP  
**Gratis**

### Aktionspaket gingiva Mask 3D

2 x Pckg. gingiva Mask 3D  
à 99,90€ kaufen  
+ 1x gingiva Mask SEP  
**Gratis**



## gammasil PERFECT TEC A85

Additionsvernetzendes Polyvinylsiloxan für die anspruchsvolle Zahntechnik. Einfach und sauber in der Verarbeitung, immer das richtige Anmischverhältnis, Dosierung 1:1. Hohe Dimensionsstabilität, exakte Detailwiedergabe, klebefrei, kochfest.

Shore Härte: A85

Verarbeitungszeit: 1 Min. 20 Sek.

Gesamtabbindezeit: 6 Min. - 7 Min

Aktionspreis  
**30%**  
**Sparvorteil**

statt 245,10€  
jetzt nur

**169,90€**

2 x 5Kg Eimer

## alphasil PERFECT TEC A85

Das kondensationsvernetzende Silikon alphasil PERFECT TEC A85 ist eine preisgünstige Alternative zu den A-Silikonem. Es eignet sich für nahezu die gleichen Anwendungsbereiche und überzeugt durch ausreichend hohe Präzision, sehr gute Zeichnungsschärfe sowie Hitzebeständigkeit. Der Katalysator in Pastenform lässt sich leicht in das Knetmaterial einmischen.

Aktionspaket  
**alphasil PERFECT TEC A85**

10 Kg Eimer à 89,90€  
kaufen  
+ 1 Tube alphasil Activator  
**GRATIS**

**GRATIS**



Sämtliche o. g. Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ab Lager Lindlar.  
Ansonsten gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Müller-Omicron GmbH & Co.KG.  
Aktionsangebote sind gültig vom 01.09.2025 – 30.11.2025 oder solange der Vorrat reicht