

Price-Lights Frühjahr 2026 – ZT

kristall PERFECT LAB

Für sichtbaren Erfolg in der Injektionstechnik



Kristall PERFECT LAB ist das zurzeit transparenteste A-Silikon mit einer Shore Härte von A70 und eignet sich hervorragend für die Injektions-Technik. Die aus diesem Material angefertigten Silikonschlüssel ermöglichen eine perfekte visuelle Kontrolle und sichere Lichtdurchlässigkeit. Der Fertigungsprozess von prov. Kronen + Brücken und Veneers wird entscheidend erleichtert und verkürzt.

**Aktionspaket
3 + 1 Gratis**

Kaufe 3 Packg. á € 48,80 und erhalte eine Packung gratis dazu.
Preis / Pckg. in der Aktion: € 36,60



Price-Lights Frühjahr 2026 – ZT

gammasil PERFECT TEC A85 / A95

Additionsvernetzendes Laborknetsilikon für die anspruchsvolle Zahntechnik. Einfach und sauber in der Verarbeitung, immer das richtige Anmischverhältnis, Dosierung 1:1. Hohe Dimensionsstabilität, exakte Detailwiedergabe, klebefrei, kochfest. Shore Härte: A85 oder A95
Verarbeitungszeit: 1 Min. 20 Sek. Gesamtabbindezeit: 6 Min. - 7 Min.



Zahnfleischmaske soft

Isoliermittel A-Silikon gegen A-Silikon mit sehr schneller Trocknungszeit ohne sichtbaren Film; mit integriertem Pinselapplikator.



Aktionspaket gammasil PERFECTTEC A85

2x 5 Kg **222,00 €**

+ 1 Pckg. gingiva MASK (€ 42,65) **GRATIS**
+ 1 Fl. gingiva MASK SEP (€18,05) **GRATIS**

LC-tray

Lichthärtende Löffelplatten zur schnellen und einfachen Anfertigung von individuellen Löffeln. Sehr hohe Torsionsstabilität; Plattenstärke: 2,4 mm. In drei Farben erhältlich. Inhalt/ Box: 50 OK-Platten.



Aktionspaket 3 +1 Gratis

3 Pckg. kaufen á € 59,90 +
1 Pckg. **GRATIS** erhalten.

Sämtliche o. g. Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ab Lager Lindlar. Bestellungen können sowohl direkt über Müller-Omicron als auch über ein an der Aktion teilnehmendes Dental-Depot getätigt werden. Die Verrechnung erfolgt über das Dental-Depot. Aktionsangebot ist gültig vom 01.04.2026 – 31.05.2026 oder solange der Vorrat reicht.

Ansonsten gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Müller-Omicron GmbH & Co.KG.

Price-Lights Frühjahr 2026 – ZT

Ja, ich möchte die Aktionspakete bestellen!

REF Nr.	Aktionspaket	Bestellmenge	Aktionspreis	Gesamtpreis
A82566	kristall PERFECT LAB: 2x 50 ml + 12 MT: Aktionspaket 3 + 1 Gratis: 3x 48,80 € + 1 Pckg. Gratis (Einzelpreis in der Aktion: € 36,60)		146,40 €	
81009	gammasil PERFECT TEC A85: 2x 5kg PLUS 1 Pckg. gingiva MASK Gratis + 1 x gingiva MASK SEP, 20ml Gratis		222,00 €	
81049	gammasil PERFECT TEC A95: 2x 5kg PLUS 1 Pckg. gingiva MASK Gratis + 1 x gingiva MASK SEP, 20ml Gratis		222,00 €	
0000LC011	LC-tray, pink, Box mit 50 Platten: Aktionspaket 3 + 1 Gratis: 3x 59,90 € + 1 Box gratis (Einzelpreis in der Aktion: € 44,90)		179,70 €	
0000LC021	LC-tray, natur, Box mit 50 Platten: Aktionspaket 3 + 1 Gratis: 3x 59,90 € + 1 Box gratis (Einzelpreis in der Aktion: € 44,90)		179,70 €	
0000LC031	LC-blau, pink, Box mit 50 Platten: Aktionspaket 3 + 1 Gratis: 3x 59,90 € + 1 Box gratis (Einzelpreis in der Aktion: € 44,90)		179,70 €	
Bestellsumme gesamt:				

Sämtliche o. g. Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ab Lager Lindlar. Bestellungen können sowohl direkt über Müller-Omicron als auch über ein an der Aktion teilnehmendes Dental-Depot getätigt werden. Die Verrechnung erfolgt über das Dental-Depot. Aktionsangebot ist gültig vom 01.04.2026 – 31.05.2026 oder solange der Vorrat reicht. Ansonsten gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Müller-Omicron GmbH & Co.KG.