

2025 | 2026



Dentale Produkte für Zahnarzt & Zahntechniker



Höchste Qualität seit über 60 Jahren.

Spitzenqualität zu fairen Preisen – Made in Lindlar, Germany

Wir, die Müller-Omicron GmbH & Co. KG, haben uns seit 1961 als familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit als zuverlässiger Hersteller von qualitativ hochwertigen Dentalprodukten – Made in Lindlar – etabliert. Alle Produkte werden unter strengsten Qualitätsmaßstäben gemäß EN ISO 13485:2021 entwickelt und hergestellt.

Unsere Abformmaterialien, Technischen Laborsilikone und Desinfektionsmittel erfreuen sich bei den Zahnärzten*innen und Zahntechnikern*innen größter Beliebtheit. Mit der Erweiterung von Produktionskapazitäten, der Modernisierung der Logistik sowie dem Ausbau der Aktivitäten in F&E, sind die Weichen in die richtige Richtung gestellt, um den Herausforderungen der Zukunft proaktiv zu begegnen: Erhöhung der Innovationskraft, Verkürzung der Entwicklungszeiten, schnellere Bereitstellung neuer und bestehender Produkte für unsere Kunden in knapp 70 Ländern weltweit.





Wir sind Ihr Partner für:

- ▶ Abformung
- ▶ Desinfektion
- ▶ Zahntechnische Silikone
- ▶ Lichthärtende Kunststoffe
(Gel, Schablonen)

Bei all unserem Handeln stehen der Kunde und seine Bedürfnisse im Fokus. Unser Ziel ist es, Produkte mit dem größtmöglichen Nutzen zur Verfügung zu stellen. Das ist das, was uns seit über 60 Jahren motiviert und antreibt – und auch zukünftig der maßgebende Faktor für all unsere Aktivitäten sein wird.



VDDI
Dental Solutions.
German Manufacturers.

Mitglied des Verbandes der Deutschen
Dental-Industrie e.V. (VDDI)





betasil® VARIO

Die Standard-A-Silikonlinie betasil VARIO bietet alles, was der Anwender für präzise Abformungen benötigt. Neben hoher Präzision, guter Reißfestigkeit und zeitlich unbegrenzter Dimensionsstabilität, deckt das System mit seiner Vielzahl an Viskositäten und Konsistenzen alle Indikationen und Abformtechniken (1-step und 2-step) ab.

► Indikationen

- Kronen- und Brückentechnik
- Inlays / Onlays
- partielle- + Totalprothetik
- Implantatprothetik

Verarbeitungszeit: 2 Minuten
Mundverweildauer: 2 Minuten



**Zum
Video!**



betasil® VARIO

► Empfehlungen Materialkombinationen / Abformtechniken

Löffelmaterial	Korrekturmateriale	Korrektur- technik (2-step)	Doppelmisch- technik (1-step)	Monophasen- technik
betasil® VARIO PUTTY	betasil® VARIO LIGHT	★★★★	★★	
	betasil® VARIO MEDIUM	★★★★	★★	
betasil® VARIO PUTTY SOFT	betasil® VARIO LIGHT	★★★★	★★	
	betasil® VARIO MEDIUM	★★	★★★★	
betasil® VARIO HEAVY	betasil® VARIO LIGHT	★	★★★★	
	betasil® VARIO MEDIUM	★	★★★★	
betasil® VARIO IMPLANT	betasil® VARIO IMPLANT			★★★★

★★★★ = sehr empfohlen ★★ = empfohlen ★ = weniger empfohlen



betasil® VARIO PUTTY SOFT / Light



Um allen Indikationen aber auch den individuellen Bedürfnissen des Zahnarztes und des Zahntechnikers zu entsprechen, steht dem Anwender ein breites Sortiment an Bissregistriermaterialien zur Verfügung. Alle Materialien sind hochpräzise A-Silikone, Typ 1 (heavy body), mit exzellenter Thixotropie, was ein ungewolltes Wegfließen des Materials verhindert, sind dauerhaft dimensionsstabil und können mehrfach verwendet werden. Die Produkte unterscheiden sich hauptsächlich in der Shore Härte, der Mundverweildauer und in einem definierten Bereich in der Konsistenz.



granit PERFECT D45

- Verarbeitungszeit: 30 Sek.
- Mundverweildauer: 30 Sek.
- Härte: Shore D45



topas PERFECT A85

- Verarbeitungszeit: 30 Sek.
- Mundverweildauer: 60 Sek.
- Härte: Shore A85



Aqium® 3D BITE

- Verarbeitungszeit: 30 Sek.
- Mundverweildauer: 30 Sek.
- Härte: Shore D45



kristall PERFECT A70/A50

- Verarbeitungszeit: 30 Sek.
- Mundverweildauer: 60 Sek.
- Härte: Shore A50 oder A70



topas PERFECT A85 fast set

- Verarbeitungszeit: 30 Sek.
- Mundverweildauer: 30 Sek.
- Härte: Shore A85



granit
PERFECT D45



topas
PERFECT A85



Aqium®
3D BITE



kristall PERFECT
A70/A50



topas PERFECT
A85 fast set



**Zum
Video!**



Sympress

Mischgerät, kompatibel mit allen gängigen 5:1 Vollkartuschen und Schlauchbeutelssystemen.

Vorteile

- 2 Geschwindigkeiten: **SCHNELL** für hochviskoses Material, z. B. betasil VARIO PUTTY SOFT 5:1 / HEAVY, Aquium 3D PUTTY SOFT / HEAVY; **LANGSAM** für niedrig viskoses Material.
- Schneller und einfacher Kartuschenwechsel durch schnellen Vorschub/Rücklauf.
- Elektronische Restmengenerkennung mittels LED Anzeige.
- Timer-Funktion zur Kontrolle der Abbindezeit.



Sympress

EasyCord

Retraktionsfäden aus 100 % Premium-Baumwolle, gestrickt; ungetränkt.

Vorteile

- 30 % höheres Aufsaugvolumen
- High-Speed Absorption mit WOW-Effekt
- Easy Handling durch
 - Integrierten Keramik-Cutter und
 - Längenmaßskala an der Flasche
- Mehr Inhalt: 330 cm



Watch the
Wow-Effect



EasyCord



SILECT® – Der neue Gold Standard!

SILECT ist ein Premiumabformmaterial mit hervorragenden technischen Werten. Hervorzuheben sind der sehr geringe Schrumpf und das sehr hohe Rückstellvermögen. Die Materialien sind kontrastreich und die Konsistenzen ideal aufeinander abgestimmt. Dabei lässt sich der gelförmige SILECT catalyst exakt dosieren und einfach verarbeiten.

Verarbeitungszeit: 1 Min. 30 Sek.
Mundverweildauer: 3 Min. 30 Sek.

SILECT® light

	30 Sek. 
1 Min. 	3 Min. 30 Sek. 

SILECT® putty

 4 cm	
30 Sek. 	1 Min. 
3 Min. 30 Sek. 	

alphasil® PERFECT – Der Klassiker


Seit knapp 40 Jahren bietet die C-Silikonlinie alphasil PERFECT dem Anwender Präzision, Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Abformung unterschiedlichster Mundsituationen. Das Sortiment umfasst alle Viskositäten und deckt alle Indikationen ab.

Verarbeitungszeit: 1 Min. 45 Sek.
Mundverweildauer: 4 Min.

alphasil® PERFECT PUTTY SOFT

 2,5 cm	30 Sek. 
1 Min. 15 Sek. 	4 Min. 

alphasil® PERFECT Light / MEDIUM / HEAVY

	30 Sek. 
1 Min. 15 Sek. 	4 Min. 



Zum
Video!



SILECT®



alphasil® PERFECT



Flex & Break – Der Game-Changer

Verwendung der **Flex**iblen Metallspitze
für Detailapplikation im Mund

dann

Break für einfache und schnelle
Befüllung des Löffels



Zubehör

REF 811010	Mischpistole (1:1/2:1)	REF 474196	Intra-Oral-Tips, gelb, 96 Stück
REF 811511	Mixing Tips NT gelb, 50 Stück	REF 80096	Intra-Oral-Tips, transp., 96 Stück
REF 811512	Mixing Tips NT rosa, 50 Stück	REF 51401	Mixing Tips 5:1, 40 Stück
REF 811513	Mixing Tips NT grün, 50 Stück	REF 51291	Fix cap, 2 Stück
REF 000811523	Mixing Tips NT Flex & Break, 50 Stück		



algistar

algistar-Alginate erfüllen alle geforderten Standards bzw. gehen darüber hinaus. Sie sind staub-, cadmium- und bleifrei und bieten eine ausgezeichnete Biokompatibilität. Zudem erleichtern die beiden chromatic Varianten mit ihrem Farbumschlag die Verarbeitung und Anwendung während des Abformprozesses.



Zum Video!



algistar

algistar chromatic FAST SET



algistar chromatic REGULAR SET



5 Tage ausgießbar



Desinfektion



DUAL USE
Begrenzt viruzid PLUS

VAH
Verbund für Angewandte
Hygiene e.V.
gelistet



Dentalrapid® SD

Die Dachmarke Dentalrapid SD bietet alkoholische und alkoholfreie Flächendesinfektionsmittel in flüssiger Form, als getränkte Tücher sowie eine alkoholfreie Variante als Konzentrat an. Alle Produkte sind VAH-gelistet und können als Dual-Use verwendet werden.

Schnelle Einwirkzeiten: ab 30 Sek.

Breites Wirkungsspektrum: begrenzt viruzid PLUS, bakterizid, levurozid, tbc.

Sicher zu verwenden



Zum Video!



Dentalrapid® SD Liquid

**alkoholisch
ready-to-use**



Dentalrapid® soft SD Liquid

**alkoholfrei
ready-to-use**



Dentalrapid® soft SD Pur

**alkoholfrei
Konzentrat**



Dentalrapid® SD Wipes



Dentalrapid® soft SD Wipes XL

Dentalrapid® SD-wipes

Neue spezielle, fusselfreie Vliesqualitäten mit verfestigten Fasern in unterschiedlichen Formaten, fertiggetränkt mit Dentalrapid SD liquid.

Produkttyp	Format	Qualität
Dentalrapid® SD wipes 	12 x 20 cm	23 g/m ²
Dentalrapid® SD wipes 	23 x 15 cm	50 g/m ²
Dentalrapid® SD wipes 	20 x 30 cm	50 g/m ²
Dentalrapid® SD wipes 	28 x 30 cm	50 g/m ²
Dentalrapid® soft SD wipes 	28 x 30 cm	50 g/m ²
DryWipes Soft	28 x 30 cm	50 g/m ²

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!



Dentasept® ID pur

Instrumentendesinfektion **Konzentrat**

Präparat zur manuellen Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten und rotierenden Instrumenten im Tauchbadverfahren.

Dentodril® ID liquid

Universal Bohrerbad gebrauchsfertig

Zur Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von rotierenden Instrumenten im Ultraschallbad oder Fräsator.

Vorteile

- Hohe Materialverträglichkeit
- Guter Korrosionsschutz
- Breites Wirkungsspektrum
- Kurze Einwirkzeiten
- Ultraschallbad geeignet

Dentoderm® HD liquid

Alkoholische Händedesinfektion gebrauchsfertig

Zur chirurgischen und hygienischen Händedesinfektion.

Dermapon sensitive HC lotion

Hautpflegende Waschlotion, Premiumqualität

Hautschonende Waschlotion für den täglichen Einsatz in Arzt- und Zahnarztpraxen, Kliniken. Dermatologisch getestet.



**Zum
Video!**



Dentasept®
ID pur



Dentodril® ID
liquid



Dentoderm®
HD liquid



Dermapon
sensitive HC lotion



Dentosuc daily AD pur

Absauganlagen-desinfektion **Konzentrat**

Kombipräparat zur täglichen Reinigung und Desinfektion von dentalen Absauganlagen aller Bauarten (inkl. Speichelabsauger / mit und ohne Amalgamabscheider).

Dentosuc weekly AC pur

Absauganlagenreinigung **Konzentrat**

Wöchentlichen Reinigung von zahnärztlichen Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider.



Zum Video!



Dentosuc daily AD pur



Dentosuc weekly AC pur

Dentoprint® MD liquid

Abformdesinfektion **gebrauchsfertig**

Dentoprint MD liquid wirkt schnell, zuverlässig und ohne negativen Einfluss auf das Dimensionsverhalten der Abformmaterialien.

Dentoprint® MD pur

Abformdesinfektion **Konzentrat**

Aldehydfreies Desinfektionsmittelkonzentrat mit breitem Wirkungsspektrum inkl. TB zur Desinfektion von Abformungen ohne dimensionsverändernde Wirkung.



Zum Video!



Dentoprint® MD liquid / pur



Zahntechnische Produkte



Additionsvernetzende High-Tech Laborknetsilikone

Die gammasil PERFECT TEC Produktlinie umfasst Materialien in unterschiedlichen Härtegraden, Konsistenzen und Abbindezeiten, mit jeweils sehr hoher Präzision und ausgezeichneter Dimensionsstabilität.



gammasil®
PERFECT TEC

gammasil® PERFECT TEC A95

- Verarbeitungszeit: 1 Min. 20 Sek.
- Gesamtabbindezeit: 6–7 Min.
- Aroma: Waldbeeren
- Endhärte: Shore A95

gammasil® PERFECT TEC A85 / A85 rapid

- Verarbeitungszeit:
1 Min. 20 Sek. / rapid 1 Min.
- Gesamtabbindezeit:
6–7 Min. / rapid 4–5 Min.
- Endhärte: Shore A85

gammasil® PERFECT TEC *touch*

Extra softige, geschmeidige Konsistenz für leichtes Anmischen und fast drucklose Adaption der Masse an die Modellation, bei gleichzeitig hoher Endhärte (shore A82).





Kondensationsvernetzende Laborknetsilikone

Die alphasil PERFECT TEC-Linie ist die preiswerte Alternative zu A-Silikonen und in zwei Shore A Härten erhältlich. Der Anwendungsbereich ist nahezu identisch.



alphasil®
PERFECT TEC

alphasil® PERFECT TEC A85

- Verarbeitungszeit: 1 Min. 20 Sek.
- Endhärte: Shore A85
- Gesamtabbindezeit: 6–7 Min.

alphasil® PERFECT TEC A95

- Verarbeitungszeit: 1 Min. 20 Sek.
- Gesamtabbindezeit: 6–7 Min.
- Aroma: Waldbeeren
- Endhärte: Shore A95

alphasil® PERFECT ACTIVATOR TEC

gelförmiger Activator für alphasil® PERFECT TEC A85/A95





gingiva MASK

Zahnfleischmaske, soft

- Verarbeitungszeit: 1 Min. 30 Sek.
- Gesamtabbindezeit: 7 Min.
- Shore Härte: ca. A35



gingiva MASK/
gingiva MASK 3D

gingiva MASK 3D scanbar

Zahnfleischmaske, hart

- beschleif-/ und scanbar ohne Puder oder Spray.
- Verarbeitungszeit: 1 Min. 30 Sek.
- Gesamtabbindezeit: 7 Min.
- Shore Härte: ca. A70



gingiva MASK SEP

Isoliermittel (A-Silikone und 3D-Druckmaterialien)



kristall PERFECT LAB

Transparentes A-Silikon zur Anwendung als Silikonschlüssel für Wachmodellationen zur Herstellung von Seiten- und Frontzahnrestaurierungen mit lichthärtenden Kompositen. Das glasklare Silikon bietet eine perfekte visuelle Kontrolle und eine hohe Lichtdurchlässigkeit für eine sichere Polymerisation.



kristall
PERFECT LAB





LC-model gel

LC-model gel ist ein rückstandslos verbrennender, lichthärtender Modellierkunststoff auf Methacrylat-basis, in gelartiger Konsistenz.



LC-model gel



LC-tray/
LC-base plate

LC-tray / LC-base plate

Vorgefertigte Lichthärteplatten in verschiedenen Plattenstärken. LC-tray ist aufgrund seiner hohen Torsionsstabilität für individuelle Löffel geeignet. LC-Basisplatten werden als Aufbissplatten und Basisplatten für die Modellation verwendet.

Dubliersilikone

Dubliersilikone mit hohen hydrophilen Eigenschaften für bessere Fließ- und Oberflächenkontakteigenschaften, um eine glattere Modelloberfläche und damit bessere Gussergebnisse zu erzielen.



double
pink/brown/green

double pink

- Endhärte nach 60 Min.
- Verarbeitungszeit: 3–4 Min.
- Aushärtezeit: 15 Min.

double brown

- Endhärte nach 10 Min.
- Verarbeitungszeit: 3–4 Min.
- Aushärtezeit: 10 Min.

double green

- Endhärte nach 60 Min.
- Verarbeitungszeit: ca. 5 Min.
- Aushärtezeit: ca. 35–45 Min.

www.mueller-omicron.de



ÜBER **60** JAHRE



Quality. Made in Lindlar, Germany

Für Zahnärzte und Zahntechniker weltweit.



Müller-Omicron GmbH & Co. KG

Schlosserstraße 1

D-51789 Lindlar / Köln, Germany

Telefon: +49 (0) 2266 47420

Telefax: +49 (0) 2266 474223

E-Mail: info@mueller-omicron.de

www.mueller-omicron.de