

Price-Lights Herbst 2026 – ZA

Alle Bissregistrate 3+1

3 PACKUNGEN EINER SORTE KAUFEN + 1 PACKUNG DERSELBEN SORTE GRATIS

Aqium® 3D BITE

AKT.-NR. A82538/3+1



Aktionspreis:
45,30 € / Pckg.

- ▶ Verarbeitungszeit: 30 Sek.
- ▶ Mundverweildauer: 30 Sek.
- ▶ Härte: Shore D45

granit PERFECT D45

AKT.-NR. A82505/3+1



Aktionspreis:
38,18 € / Pckg.

- ▶ Verarbeitungszeit: 30 Sek.
- ▶ Mundverweildauer: 30 Sek.
- ▶ Härte: Shore D45

kristall PERFECT A70 / A50

AKT.-NR. A82576/3+1

AKT.-NR. A82506/3+1



Aktionspreis:
36,60 € / Pckg.

- ▶ Verarbeitungszeit: 30 Sek.
- ▶ Mundverweildauer: 60 Sek.
- ▶ Härte: Shore A50 / Shore A70

topas PERFECT A85

AKT.-NR. A82507/3+1



Aktionspreis:
35,81 € / Pckg.

- ▶ Verarbeitungszeit: 30 Sek.
- ▶ Mundverweildauer: 60 Sek.
- ▶ Härte: Shore A85

topas PERFECT A85 fast set

AKT.-NR. A82517/3+1



Aktionspreis:
35,81 € / Pckg.

- ▶ Verarbeitungszeit: 30 Sek.
- ▶ Mundverweildauer: 30 Sek.
- ▶ Härte: Shore A85



HOHE PRÄZISION
Präzise und dimensionsstabile
Bissregistrate.



VERARBEITUNGS- & MUNDVERWEILDAUER
30 Sek. / 30–60 Sek.



HOHE ENDHÄRTE
Je nach Material bis Shore D45.



VIELSEITIGE AUSWAHL
Transparent, scanbar, extra hart
oder fast set.

betasil® VARIO AKTIONSPAKET

Das betasil® VARIO Abformsystem bietet alle Eigenschaften, die Sie von einem A-Silikon erwarten dürfen: Hohe Präzision, starke Reißfestigkeit, große Elastizität, Hydrophilie, große Materialvielfalt, einfaches Handling, vielseitiger Einsatz und Flexibilität. Darüber hinaus bietet eine variable Verarbeitungszeit von bis zu 2:00 Min. eine hohe Bandbreite in der Anwendung und die immer gleichbleibend kurze Mundverweildauer von nur 2 Min. eine Entlastung des Patienten.



BETASIL VARIO AKTIONSPAKET

KAUFE

3x

betasil® VARIO PUTTY SOFT
2 × 300 ml Dosen
Base + Katalysator
à 56,55 € / Pckg.

BEKOMMST

1x

betasil® VARIO LIGHT
1 Kartusche à 50 ml
+ 12 Mixing Tips
GRATIS
im Wert: 47,25 €

AKTIONSPREIS

169,65 €
/ Aktionspaket

AKT.-NR. A88601



HOHE PRÄZISION
Detailgenaue Abformungen



REISSFEST & STABIL
Sicher und dimensionsstabil



VERARBEITUNGS- & MUNDVERWEILDAUER
bis 2 Min. / 2 Min.



HYDROPHIL & ELASTISCH
Einfach und zuverlässig

Abform- und Flächendesinfektion Zwei Produkte – zwei Aktionen

Dentoprint® MD liquid für die Abformdesinfektion und
Dentalrapid® soft SD liquid für die schnelle Flächendesinfektion.



AKTION 1 ABFORMDESINFEKTION

Dentoprint® MD liquid

Gebrauchsfertige Lösung zur Abformdesinfektion.



AKTION 2 FLÄCHEN-SCHNELLEDESINFEKTION

Dentalrapid® soft SD liquid

Alkoholfreie Flächen-Schnelldesinfektion, gebrauchsfertig.



Haltbarkeit bis 30.06.2027.



AKTIONSANGEBOT

2 + 1 GRATIS

1 x 5-L-Kanister gratis beim Kauf von 2 Kanistern à 5 L

32,20 €

/ Kanister

anstatt ~~48,30 €~~

AKT.-NR. 74005/2+1



AKTIONSANGEBOT

1 + 1 GRATIS

1 x 5-L-Kanister gratis beim Kauf von 1 Kanister à 5 L

22,80 €

/ Kanister

AKT.-NR. A7120/1+1



BREITES WIRKUNGSSPEKTRUM

Zuverlässige Desinfektion für vielfältige Anwendungen.



KURZE EINWIRKZEIT

Schnell und effizient im Arbeitsalltag.



MATERIALSCHONEND

Geeignet für empfindliche Materialien und Oberflächen.

Dentalrapid® SD wipes XL alkoholisch getränkte Tücher für den Soforteinsatz.

Dentalrapid SD wipes XL verfügen über eine spezielle, fusselfreie Vliesqualität mit verfestigten Fasern für eine sichere, schnelle und saubere Flächendesinfektion. VAH-gelistet. Breites Wirkungsspektrum bei schneller Einwirkzeit.

Begrenzt viruzid PLUS



PRODUKTDDETAILS

Dentalrapid® SD wipes XL

- ✓ Desinfektionstücher, gebrauchsfertig extra soft
- ✓ Alkoholische Formulierung
- ✓ Fusselfreie Vliesqualität mit verfestigten Fasern
- ✓ VAH-gelistet
- ✓ Breites Wirkungsspektrum bei schneller Einwirkzeit

= 180 TÜCHER

Packungsinhalt:
2 getränkte Rollen à 90 Tücher

Größe:
28 x 30 cm / 50 g/m²



AKTIONSPAKET 3+1

Dentalrapid SD wipes XL

3 Pckg. kaufen + 1 Pckg. GRATIS

35,78 € / Pckg.

statt ~~47,70 €~~ / Pckg.

EINWIRKZEITEN

Bakterizid, fungizid (c.albicans): 2 Min.
TbB, begrenzt viruzid PLUS: 1 Min.



AKT.-NR. A71500090



AKT.-NR. A71530090



AKT.-NR. A71520090



AKT.-NR. A71510090



SICHERE FLÄCHENDESINFEKTION

Zuverlässige Desinfektion für eine sichere Patienten- und Umgebungshygiene.



SCHNELL & EFFEKTIV

Breites Wirkungsspektrum bei kurzen Einwirkzeiten – für maximale Effizienz.



GEBRAUCHSFERTIG

Praktisch, zeitsparend und sofort einsatzbereit.