

Price-Lights Herbst 2026 – ZT

kristall PERFECT LAB

Für sichtbaren Erfolg in der Injektionstechnik

TRANSPARENT. PRÄZISE. EFFIZIENT.

**3 + 1
GRATIS**



Transparentes, additionsvernetzendes Silikon zur detailgenauen Abformung von Wachsmodellation. Dank der **hohen Transparenz** können lichthärtende Materialien durch das Silikon hindurch polymerisiert werden – für einen **einfacheren** und **schnelleren** Arbeitsprozess.

AKTIONSPREIS

36,60 €
/ Pckg.

**3 Packungen à 48,80 € kaufen
+ 1 Packung gratis**



HOHE TRANSPARENZ

Für lichthärtende Materialien



SHORE A70

Dimensionsstabil und reißfest



**VERARBEITUNGS- &
GESAMTABBINDEZEIT**

Nur 30 Sek. / nur 90 Sek.



RISIKOLOS TESTEN

100 % GELD-ZURÜCK-GARANTIE

Bei Nichtgefallen senden Sie die Produkte zurück.
Sie erhalten den vollständigen Kaufpreis erstattet.

**JETZT
RISIKOLOS
TESTEN!**

alphasil® PERFECT TEC A85

High-Tech Labor-Knetsilikon

PRÄZISE. HITZEBESTÄNDIG. WIRTSCHAFTLICH.



- ✓ Kondensations-
vernetzendes
Labor-Knetsilikon
für vielfältige
technische Anwendungen.
- ✓ Hohe Präzision
und detailgetreue
Abformungen.
- ✓ Sehr gute
Zeichnungsschärfe
und Hitzebeständigkeit.



Anwendungsbeispiel A85

AKTIONSANGEBOT

3 + 1 GRATIS

3 × 99,99 € kaufen + 1 × 10-kg-Eimer gratis!

4 × 10-kg-Eimer

EINZELPREIS IN DER AKTION:

74,99 € / 10-kg-Eimer

alphasil® Activator TEC

Pastenhärter für alphasil® PERFECT TEC



- ✓ Passend für
PERFECT TEC A85 / A95
- ✓ Gelförmiger Activator für
eine sichere und homogene
Aktivierung.
- ✓ Exakte Dosierung
für optimale Ergebnisse.
- ✓ DBTL-frei

AKTIONSANGEBOT

3 + 1 GRATIS

3 × 16,80 € kaufen + 1 × 60-ml-Tube gratis!

4 × 60-ml-Tuben

EINZELPREIS IN DER AKTION:

12,60 € / 60-ml-Tube

A85

SHORE A85
Hohe Endhärte



VERARBEITUNGS- &
GESAMTABBINDEZEIT
1 Min. 20 Sek. / 6 – 7 Min.



VIELSEITIG EINSETZBAR
Für unterschiedliche
Anwendungen



HITZEBESTÄNDIG
Präzise und
zeichnungsscharf

LC-tray & LC-base plate

Lichthärtende Kunststoffplatten für das Dentallabor



LC-tray

Für individuelle Abform- und
Funktionslöffel sowie Biss-
und Aufstellungsschablonen.

- ✓ Box mit 50 Platten
- ✓ Plattenstärke: 2,4 mm
- ✓ Farben: Rosa, Natur, Blau

AKTIONSANGEBOT

3 + 1 GRATIS

3 Boxen à 61,30 € kaufen – 1 Box gratis dazu!

Einzelpreis in der Aktion:

45,98 € / Box



LC-base plate

Für Biss-schablonen, Basisplatten
zur Wachsaufstellung und
die intraorale Stützstiftregistrierung.

- ✓ Box mit 50 Schablonen
- ✓ Plattenstärke: 1,4 mm
- ✓ Farbe: Rosa

AKTIONSANGEBOT

3 + 1 GRATIS

3 Boxen à 63,85 € kaufen – 1 Box gratis dazu!

Einzelpreis in der Aktion:

47,89 € / Box



LICHTHÄRTEND
Einfach zu verarbeiten



50 PLATTEN
Je Box



FORMSTABIL
Präzise Ergebnisse



VORGEFERTIGT
Schneller Arbeitsablauf